

# T&T オルファクトメーター記録・分析アプリ登場

におい選択肢を使った嗅覚測定結果の記録・分析を手軽に実施可能

\*T&T オルファクトメーターと一緒にご使用ください。

\* 本アプリは専用タブレットにプリインストールされた状態での販売となります。アプリのみでの販売はいたしません。

## 製品の特徴

### ①測定結果を簡単に入力可能




### ②におい選択肢の表示



### ③測定結果の比較・管理が簡単



### ④測定結果を院内サーバに転送可能\*



\* 電子カルテへのデータ取込みについて、詳しくは下記お問い合わせ先にご相談ください。

## 製品の仕様

製品名	T&T 用嗅覚測定アプリ
操作方法	専用タブレットから操作
データ転送方法 (専用タブレット)	Wi-Fi®/Bluetooth/USB 接続によるデータ転送 (txt, csv, jpeg) ※Android™ OS 上でファイルマネージャー等での操作が必要な場合あり 動作確認済みの二次元コードリーダーによるデータ転送 (txt, csv) (* 注) 指定のBluetooth® モバイルプリンターによるデータ出力 (* 注)
販売形態	専用タブレット (アプリプリインストール)
同梱品	取扱説明書、クイックレファレンス

\* 注 [動作確認済みの二次元コードリーダー] メーカー:Tera 型番:Tera-D5100-JP

[指定のBluetooth® モバイルプリンター] メーカー:セイコーインスツル株式会社 型番:MP-B30-B02JK1-E9

\* 本アプリは医療機器およびプログラム医療機器には該当しません。

## 発売元

ソニー株式会社

〒108-0075 東京都港区港南 1-7-1

## 購入に関するお問い合わせ

第一薬品産業株式会社

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町15-12兜町MOCビル6F

電話 03-3666-6773 受付時間 9:00~16:30

FAX 03-6206-2662 (土・日・祝日、および定休日を除く)